



**Probówki typu Eppendorf - poj. 2,0 ml**



Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                   | Materiał | Pojemność | Rodzaj pak. | Szt./Op.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
|  | B-2281  | Probówki typu Eppendorf | PP       | 2,0 ml    | worek       | 1000 szt. |

**Opis**

Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

**Maksymalne obroty:** 15000 rpm.

**Pojemność:** 2,0 ml.