



Tłuczek homogenizacyjny do probówek o poj. 1,5 ml



Tłuczek wykonany z teflonu, z trzonkiem ze stali nierdzewnej. Z zaokrąglonym stożkiem.

Miniatura



Nr-art.

6-1060

Nazwa

Tłuczek homogenizacyjny do probówek o poj. 1,5 ml

Opis

Tłuczek wykonany z teflonu, z trzonkiem ze stali nierdzewnej. Z zaokrąglonym stożkiem. Tłuczek przystosowany jest do użytku ręcznego lub automatycznego.

Pasuje do probówek o poj. 1,5 ml z odstępem 0,05 mm.

Długość całkowita: 143 mm.

Średnica stalowego trzonka: 3,2 mm.