



Zamknięcia BagClip[®]

interscience

Zamknięcia BagClip[®] przeznaczone są do zamykania torebek zwykłych i filtrujących. BagClip[®] umożliwiają praktyczne i higieniczne przechowywanie torebek w stojaku BagRack[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1108	Zamknięcia BagClip [®]	80/100 ml	50 szt.	231 010
	K-1109	Zamknięcia BagClip [®]	400 ml	50 szt.	231 040
	K-1118	Zamknięcia BagClip [®]	3500 ml	50 szt.	231 350

Opis

Zamknięcia BagClip[®] przeznaczone są do zamykania torebek zwykłych i filtrujących. BagClip[®] umożliwiają praktyczne i higieniczne przechowywanie torebek w stojaku BagRack[®].