



Probówki samostojące, sterylne z nakrętką gwintową, poj. 2,0 ml, bez haczyka łączącego

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	A-710735	Probówki bez haczyka łączącego	samostojące	bezbarwny	2,0 ml	sterylny	2 x 250 szt.	500 szt.

Opis

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).