



Probówki stożkowe, sterylne z nakrętką gwintową, poj. 2,0 ml, z haczykiem łączącym

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710738	Probówki stożkowe, sterylne, z haczykiem łączącym	2,0 ml	bezbarwny	2 worki po 250 szt. = 500 szt.

Opis

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).