



Probówki reakcyjne

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	1-6187	Probówki reakcyjne	2,0 ml	ze szpiczastym stożkiem	500 szt.
	1-6190	Probówki reakcyjne	2,0 ml	samostojące	500 szt.

Opis

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Zakrętki z pierścieniem uszczelniającym należy zamawiać osobno, Nr-Art.: **1-6191, 1-6192, 1-6193, 1-6194, 1-6195, 1-6196, 1-6197, 1-6198.**