



Statywy z PP na próbówki - składane - śr. otw. 13-30 mm

Ekonomiczne statywy laboratoryjne. Wykonane z PP. Dostarczane w formie zmontowanej. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	P-2041	Statyw ekonomiczny z PP	13 mm	6 x 15	90 miejsc	biały
	P-2051	Statyw ekonomiczny z PP	13 mm	6 x 15	90 miejsc	niebieski
	P-2042	Statyw ekonomiczny z PP	16 mm	5 x 12	60 miejsc	biały
	P-2052	Statyw ekonomiczny z PP	16 mm	5 x 12	60 miejsc	niebieski
	P-2043	Statyw ekonomiczny z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	biały
	P-2053	Statyw ekonomiczny z PP	20 mm	4 x 10	40 miejsc	niebieski
	P-2044	Statyw ekonomiczny z PP	25 mm	3 x 8	24 miejsca	biały
	P-2054	Statyw ekonomiczny z PP	25 mm	3 x 8	24 miejsca	niebieski
	P-2045	Statyw ekonomiczny z PP	30 mm	3 x 7	21 miejsc	biały
	P-2055	Statyw ekonomiczny z PP	30 mm	3 x 7	21 miejsc	niebieski

Opis

Ekonomiczne [statywy laboratoryjne](#). Przeznaczone dla próbek o różnych średnicach. Do wyboru statywy w pięciu rozmiarach, na próbówki o śr. 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm lub 30 mm. Łatwe do utrzymania w czystości. Wykonane z polipropylenu. Mogą być autoklawowane. Każdy statyw na próbówki posiada alfanumeryczne kodowanie rzędów ułatwiające identyfikację próbek. Dostarczane w formie zmontowanej.