



Korki celulozowe Steristoppers[®]



Korki celulozowe do probówek, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych. Do jednorazowego użytku. Autoklawowalne do 200°C. Umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki. Dostępne w średnicach od 4 do 71 mm – uniwersalne w zastosowaniu. Idealnie dopasowują się do probówek, kolb i kolb Erlenmeyera, zapewniając optymalną szczelność.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Do	Szt./Op.
	L-0089	Korki celulozowe Steristoppers	4	6,5 – 7 mm	5000 szt.
	L-0090	Korki celulozowe Steristoppers	5SK	4,5 – 6,5 mm	5000 szt.
	L-0091	Korki celulozowe Steristoppers	5S	5,5 – 6,5 mm	5000 szt.
	L-0092	Korki celulozowe Steristoppers	6F	6,5 – 7,5 mm	5000 szt.
	L-0093	Korki celulozowe Steristoppers	7	8,5 – 9,5 mm	2000 szt.
	L-0094	Korki celulozowe Steristoppers	7d	7,5 – 8,5 mm	4000 szt.
	L-0095	Korki celulozowe Steristoppers	8	9,5 mm	2000 szt.
	L-0096	Korki celulozowe Steristoppers	8P	7,5 – 10,5 mm	1800 szt.
	L-0097	Korki celulozowe Steristoppers	9	10,5 – 11,5 mm	2000 szt.
	L-0098	Korki celulozowe Steristoppers	9D	7 – 9,5 mm	2000 szt.
	L-0099	Korki celulozowe Steristoppers	9k	8,5 – 10,2 mm	2000 szt.
	L-0100	Korki celulozowe Steristoppers	9P	9 – 10,5 mm	2000 szt.
	L-0101	Korki celulozowe Steristoppers	10	9,5 – 11,5 mm	1000 szt.
	L-0102	Korki celulozowe Steristoppers	11	12 – 14,5 mm	1000 szt.
	L-0103	Korki celulozowe Steristoppers	12P	11,5 – 13 mm	1000 szt.
	L-0104	Korki celulozowe Steristoppers	12	11,5 – 13 mm	1000 szt.
	L-0105	Korki celulozowe Steristoppers	12,5	10,5 – 12,5 mm	1000 szt.

	L-0106	Korki celulozowe Steristoppers	13	12,5 - 14,5 mm	1000 szt.
	L-0107	Korki celulozowe Steristoppers	13H	12,5 - 13,5 mm	1000 szt.
	L-0108	Korki celulozowe Steristoppers	13,5P	13,5 - 14,5 mm	1000 szt.
	L-0109	Korki celulozowe Steristoppers	14	13 - 14,5 mm	1000 szt.
	L-0110	Korki celulozowe Steristoppers	14P	12 - 14 mm	1000 szt.
	L-0111	Korki celulozowe Steristoppers	14d	11,5 - 13 mm	1000 szt.
	L-0112	Korki celulozowe Steristoppers	14LF	14 - 16 mm	4000 szt.
	L-0113	Korki celulozowe Steristoppers	14LD	12 - 14,5 mm	4000 szt.
	L-0114	Korki celulozowe Steristoppers	14,5	14 - 16 mm	1000 szt.
	L-0115	Korki celulozowe Steristoppers	15	13,5 - 15,5 mm	500 szt.
	L-0116	Korki celulozowe Steristoppers	15P	14 - 16,5 mm	5000 szt.
	L-0117	Korki celulozowe Steristoppers	15PB	14,5 - 15,5 mm	4000 szt.
	L-0118	Korki celulozowe Steristoppers	15PL	14,7 - 15,5 mm	4000 szt.
	L-0119	Korki celulozowe Steristoppers	15D	13,5 - 16 mm	5000 szt.
	L-0120	Korki celulozowe Steristoppers	15E	15,5 - 17 mm	5000 szt.
	L-0121	Korki celulozowe Steristoppers	15DD	14 - 16,5 mm	5000 szt.
	L-0122	Korki celulozowe Steristoppers	16	16,5 - 18 mm	5000 szt.
	L-0123	Korki celulozowe Steristoppers	17	13 - 16 mm	1000 szt.
	L-0124	Korki celulozowe Steristoppers	18D	17,5 - 19,5 mm	500 szt.
	L-0125	Korki celulozowe Steristoppers	18	17,5 - 18,5 mm	500 szt.
	L-0126	Korki celulozowe Steristoppers	18P	17,5 - 19,5 mm	500 szt.
	L-0127	Korki celulozowe Steristoppers	18I	17-19 mm	3000 szt.
	L-0128	Korki celulozowe Steristoppers	19	19 - 22 mm	2500 szt.
	L-0129	Korki celulozowe Steristoppers	20	20,5 - 22 mm	400 szt.
	L-0130	Korki celulozowe Steristoppers	20M	18,5 - 19,5 mm	500 szt.
	L-0131	Korki celulozowe Steristoppers	20P	19 - 22,5 mm	2500 szt.
	L-0132	Korki celulozowe Steristoppers	20A	20,5 - 22,5 mm	500 szt.
	L-0133	Korki celulozowe Steristoppers	21,5	17,5 - 21,5 mm	3000 szt.



L-0134	Korki celulozowe Steristoppers	22k	21,5 - 23 mm	500 szt.
L-0135	Korki celulozowe Steristoppers	22l	22 - 24 mm	2000 szt.
L-0136	Korki celulozowe Steristoppers	23,5P	25 - 27 mm	2000 szt.
L-0137	Korki celulozowe Steristoppers	26	26 - 27 mm	2000 szt.
L-0138	Korki celulozowe Steristoppers	27	27 - 32,5 mm	1000 szt.
L-0154	Korki celulozowe Steristoppers	27k	26,5 mm	2500 szt.
L-0139	Korki celulozowe Steristoppers	29A	29 - 30 mm	1500 szt.
L-0140	Korki celulozowe Steristoppers	29	29,5 - 31 mm	850 szt.
L-0141	Korki celulozowe Steristoppers	29k	26 - 27 mm	2500 szt.
L-0142	Korki celulozowe Steristoppers	MA	26 - 30 mm	800 szt.
L-0143	Korki celulozowe Steristoppers	MA 2/3	25,5 - 29 mm	250 szt.
L-0144	Korki celulozowe Steristoppers	32	32,5 - 35 mm	800 szt.
L-0145	Korki celulozowe Steristoppers	32P	32 - 33 mm	750 szt.
L-0146	Korki celulozowe Steristoppers	32PD	30 - 32,5 mm	750 szt.
L-0147	Korki celulozowe Steristoppers	34	33,5 - 36,5 mm	750 szt.
L-0148	Korki celulozowe Steristoppers	36	35,5 - 39,5 mm	600 szt.
L-0149	Korki celulozowe Steristoppers	37	37,5 - 41,5 mm	600 szt.
L-0150	Korki celulozowe Steristoppers	40P	42 - 46,5 mm	500 szt.
L-0151	Korki celulozowe Steristoppers	38	40 - 43,5 mm	500 szt.
L-0152	Korki celulozowe Steristoppers	45P	47 - 48 mm	300 szt.
L-0155	Korki celulozowe Steristoppers	45PDL	47 - 48 mm	300 szt.
L-0156	Korki celulozowe Steristoppers	48	47 - 49 mm	400 szt.
L-0157	Korki celulozowe Steristoppers	50Z	47 - 49 mm	200 szt.
L-0153	Korki celulozowe Steristoppers	60P	57 - 60 mm	200 szt.
L-0158	Korki celulozowe Steristoppers	70k	69 - 71 mm	100 szt.

Opis

Korki celulozowe do probówek, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych. Do jednorazowego użytku. Autoklawowalne do 200°C. Umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki. Dostępne w średnicach od 4 do 71 mm – uniwersalne w zastosowaniu. Idealnie dopasowują się do probówek, kolb i kolb Erlenmeyera, zapewniając optymalną szczelność.

[Więcej informacji na temat korków Steristoppers \[tutaj\].](#)