



Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, pojemność 2,0 ml, z podziałką

Z podziałką co 0,5 ml. Wykonane z polipropylenu. Z polem do opisu umieszczonym z boku oraz na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710190	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	bezbardwy	w worku (500 szt.)
	A-710191	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	czerwone	w worku (500 szt.)
	A-710192	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	niebieskie	w worku (500 szt.)
	A-710193	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	zielone	w worku (500 szt.)
	A-710194	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	żółte	w worku (500 szt.)
	A-710195	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	pomarańczowe	w worku (500 szt.)
	A-710196	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	fioletowe	w worku (500 szt.)
	A-710198	Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem, z podziałką	2,0 ml	różnokolorowe	w worku (500 szt.)

Opis

Z podziałką co 0,5 ml. Wykonane z polipropylenu. Z polem do opisu umieszczonym z boku oraz na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).