








Statywy na próbki Eppendorf Tube Rack

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

System statywów Eppendorf Tube Rack pomaga w zachowaniu porządku na stole roboczym. Falista konstrukcja, numeracja stanowisk oraz antypoślizgowe nóżki zapewniają wygodny dostęp do próbek i ułatwiają ich jednoznaczną identyfikację. Statywy są autoklawowalne i można je przechowywać piętrowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0771	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	0,5 ml	48 miejsc	0030 119.800	2 szt.
	K-0772	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	1,5/2,0 ml	36 miejsc	0030 119.819	2 szt.
	K-0773	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	5,0/15 ml	12 miejsc	0030 119.827	2 szt.
	K-0774	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	6 x 5/15 ml i 6 x 25/50 ml	12 miejsc	0030 119.835	2 szt.
	K-0775	Statywy na próbki - Eppendorf Tube Rack	kriogeniczne	36 miejsc	0030 119.843	2 szt.

Opis

Charakterystyka i zastosowanie statywów Eppendrf

Praktyczne statywy Eppendorf to uniwersalny system Eppendorf Tube Rack, który pomaga utrzymać porządek w laboratorium i ogranicza ryzyko pomyłek podczas pracy. Przemysłana konstrukcja **zapewnia łatwy dostęp do próbek oraz szeroki zakres zastosowań.**

Statywy wyposażono **w antypoślizgowe nóżki** zapobiegające przesuwaniu się na blacie. Można je przechowywać **piętrowo**, co pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń roboczą.

Wykonane z **polipropylenu (PP)**, charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i fizyczną. Numeracja stanowisk ułatwia identyfikację próbek i dodatkowo redukuje ryzyko błędów. Statywy są autoklawowalne.

Dostępne warianty produktów

W ofercie znajdują się różne wersje statywów, dostosowane do próbek o zróżnicowanych średnicach i objętościach, co ułatwia organizację pracy.

W zakładce „Pliki do pobrania” dostępne są karta katalogowa statywów oraz instrukcja obsługi.