



Probówki Eppendorf Tubes® - 5,0 ml - z zakrętką

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Probówki o pojemności 5,0 ml sprawdzają się w przypadku pracy ze średnimi objętościami próbek. Wysoką jakość zapewnia uznany producent, firma Eppendorf. Ergonomicznie zaprojektowana zakrętka zapewnia pewny chwyt i możliwość stosowania w temperaturach od -86°C do 100°C. Mogą być wirowane przy prędkości do 25000 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zamknięcie	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0751	Probówki Eppendorf Tubes®	5,0 ml	zakrętka plastikowa	Eppendorf Quality	przezroczyste	0030 122.305	2 x 100 szt.	200 szt.
	K-0752	Probówki Eppendorf Tubes®	5,0 ml	zakrętka plastikowa	PCR Clean	przezroczyste	0030 122.313	2 x 100 szt.	200 szt.
	K-0753	Probówki Eppendorf Tubes®	5,0 ml	zakrętka plastikowa	PCR Clean/Sterile	przezroczyste	0030 122.321	2 x 100 szt.	200 szt.
	K-0754	Probówki Eppendorf Tubes®	5,0 ml	zakrętka plastikowa	Forensic DNA Grade	przezroczyste	0030 122.402	2 x 100 szt.	200 szt.
	K-0755	Probówki Eppendorf Tubes®	5,0 ml	zakrętka plastikowa	PCR Clean/Sterile	bursztynowy	0030 122.330	2 x 100 szt.	200 szt.
	K-0756	Probówki Eppendorf Tubes® - Starter Pack	5,0 ml	zakrętka plastikowa	PCR Clean	przezroczyste	0030 122.364	4 x 100 szt.	400 szt.

Opis

Oryginalne probówki firmy Eppendorf o nietypowej pojemności 5,0 ml. Są wykonane z najwyższej jakości przezroczystego polipropylenu, który nie zawiera plastifikatorów, biocydów i środków ułatwiających wyjmowanie z formy i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo próbki oraz wiarygodne wyniki eksperymentów. Zakrętka z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Probówki Eppendorf Tubes® o poj. 5,0 ml z zakrętką **są odporne na temperaturę od -86°C do 100°C.** Wytrzymują wirowanie przy prędkości do 25000 x g. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku badań na średnich ilościach próbek mniejszych niż 15 ml lecz większych niż 2,0 ml. Zakrętki mają wygodne, ergonomiczne żłobienia, które ułatwiają odkręcanie. Probówki są kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych o poj. 15 ml. Dostępna jest wersja bursztynowa **K-0755** dla próbek wrażliwych na światło.

W skład pakietu startowego **K-0756** wchodzi 400 sztuk (4 x 100 szt.) probówek z zakrętką o poj. 5,0 ml o stopniu czystości PCR Clean, 2 statywy (każdy na 12 miejsc) oraz 8 uniwersalnych adapterów do rotorów z otworami na probówki stożkowe 15 ml.