






Pipety serologiczne Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pipety serologiczne firmy Eppendorf wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyraźna skala precyzyjnie wskazuje pobieraną objętość. Kodowane kolorystycznie, co pozwala na łatwą identyfikację pipety. Pakowane pojedynczo w pudełka z podajnikiem. Pipety są sterylne i wolne od pirogenów DNA, RNaz, DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0701	Jednorazowe pipety serologiczne	1,0 ml	żółty	4 x 200 szt.	800 szt.	0030 127.692
	K-0702	Jednorazowe pipety serologiczne	2,0 ml	zielony	4 x 150 szt.	600 szt.	0030 127.706
	K-0703	Jednorazowe pipety serologiczne	5,0 ml	niebieski	4 x 100 szt.	400 szt.	0030 127.714
	K-0704	Jednorazowe pipety serologiczne	10,0 ml	pomarańczowy	4 x 100 szt.	400 szt.	0030 127.722
	K-0705	Jednorazowe pipety serologiczne	25,00 ml	czerwony	4 x 50 szt.	200 szt.	0030 127.730
	K-0706	Jednorazowe pipety serologiczne	50,00 ml	fioletowy	4 x 40 szt.	160 szt.	0030 127.749

Opis

Sterylnie pipety serologiczne Eppendorf wykonane są z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone zostały w czytelną, dokładną skalę. Kod kolorystyczny ułatwia szybkie rozpoznanie pipet o poszczególnych objętościach.

Każda pipeta jest **pakowana pojedynczo w pudełkach z podajnikami**, co zapewnia wysoką jakość oraz wygodę użytkowania. Produkt jest niecytotoksyczny, wolny od pirogenów, RNaz, DNaz oraz DNA ludzkiego i bakteryjnego.

Pipety są kompatybilne z **Easypet 3 oraz pipetorami** innych producentów.