



Probówki ze zbiorniczkiem, pojemność 2,0 ml

Probówki ze zbiorniczkiem na osady DNA i protein:

- wyposażone w bezpieczne zamknięcie,
- z podziałką,
- certyfikowane i wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- z możliwością wirowania do prędkości obrotowej 30,000 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane	Szt./Op.
	A-745220	Probówki ze zbiorniczkiem	2,0 ml	bezbarwny	worek	1000 szt.

Opis

Cechy charakterystyczne:

- wyposażone w bezpieczne zamknięcie,
- z podziałką,
- ze zbiorniczkiem na osady DNA i protein,
- certyfikowane i wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- z możliwością autoklawowania według standardowych metod,
- z możliwością wirowania do prędkości obrotowej 30,000 x g.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).