



Adaptory do probówek Eppendorf 25 ml



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Adaptory do probówek Eppendorf Conical Tubes 25 ml, do rotorów na próbki stożkowe 50 ml. Opakowanie zawiera 6 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0795	Adapter do probówek Eppendorf 25 ml z zakrętką	5820 734.000	6 szt.
	K-0796	Adapter do probówek Eppendorf 25 ml z zatrzaskiem	5820 733.004	6 szt.

Opis

Adaptory do probówek Eppendorf Conical Tubes 25 ml pasujące do rotorów na próbki stożkowe 50 ml. Opakowanie zawiera 6 sztuk.