


Zaciski do probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zaciski do probówek Eppendorf o pojemności 5,0 ml. Umożliwia bezpieczne użytkowanie probówek w temperaturze do 100 °C. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0799	Zaciski do probówek Eppendorf 5,0 ml	0030 119.509	10 szt.

Opis

Zaciski do probówek przeznaczone do [Eppendorf Tubes o poj. 5,0 ml](#). Pozwalają dokładnie zamknąć zatrzaskiwane wieczko probówki. Probówki są odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C, a **dzięki zastosowaniu zacisków probówki** mogą być inkubowane w wyższej temperaturze, tj. nawet **≤ 100°C**.

Wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu. Wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych dla uzyskania wiarygodnych wyników badań.