




## Adaptory do probówek Eppendorf 5,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Adaptory uniwersalne dla probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml. Do rotorów na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Opakowanie zawiera 8 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0797	Adaptory uniwersalne do probówek Eppendorf 5 ml	5820 732.008	8 szt.

### Opis

Adaptory uniwersalne przeznaczone do probówek Eppendorf o pojemności 5,0 ml. Pasują do rotorów na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Opakowanie zawiera 8 sztuk.