



Probówki do PCR - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,15 ml i 0,2 ml



Oryginalne probówki firmy Brand w 8-stanowiskowych paskach (strip) wykonane z PP. Każda z połączonych ze sobą probówek posiada osobną, płaską zatyczkę. Probówki nadają się do Real Time PCR. Dostępne są w wersji standardowej, jak i w wersji o niskim profilu. Przezroczyste lub białe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Profil	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0302	Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami	0,2 ml	standardowy	przezroczyste	781332	120 szt.
	K-0303	Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami	0,2 ml	standardowy	biały	781316	120 szt.
	K-0304	Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami	0,15 ml	niski	przezroczyste	781333	120 szt.
	K-0305	Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami	0,15 ml	niski	biały	781317	120 szt.

Opis

Oryginalne probówki firmy Brand w 8-stanowiskowych paskach (strip) wykonane z PP. Każda z połączonych ze sobą probówek posiada osobną, płaską zatyczkę. Probówki nadają się do Real Time PCR. Dostępne są w wersji standardowej, jak i w wersji o niskim profilu. Przezroczyste lub białe.

Uwaga: wszystkie probówki (również te w kolorze białym) posiadają przezroczyste zatyczki.