



Zatyczki w paskach do probówek do PCR - 8- stanowiskowe



Zatyczki do probówek do PCR w paskach 8-stanowiskowych. Połączone ze sobą. Wykonane z PP. Posiadają niewielki uchwyt na jednym z końców, ułatwiający otwieranie. Zatyczki nadają się również do zamykania płytek 96-dołkowych o standardowym profilu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0367	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	plaskie zatyczki	przezroczyste	781334	125 szt.
	K-0368	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	wypukłe zatyczki	przezroczyste	781340	125 szt.
	K-0369	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	wypukłe zatyczki	różowe	781341	125 szt.
	K-0370	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	wypukłe zatyczki	żółte	781342	125 szt.
	K-0371	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	wypukłe zatyczki	zielone	781343	125 szt.
	K-0372	Zatyczki do probówek w paskach 8- stanowiskowych	wypukłe zatyczki	niebieskie	781344	125 szt.

Opis

Zatyczki do probówek w paskach 8-stanowiskowych. Połączone ze sobą. Wykonane z PP. Posiadają niewielki uchwyt na jednym z końców, ułatwiający otwieranie. Zatyczki nadają się również do zamykania płytek 96-dołkowych o standardowym profilu. Pasują do pasków 8-stanowiskowych o nr art. [K-0361 i nast.](#)