



**Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - z zatyczkami w pasku - poj. 0,2 ml**



Probówki do PCR w paskach 8-stanowiskowych z oddzielnymi paskami zatyczek. Wykonane z PP. Zarówno probówki jak i pokrywki posiadają na końcu paska niewielki uchwyt, ułatwiający otwieranie i zamykanie. Pojemność 0,2 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0373	Probówki w paskach 8-stanowiskowych oraz zatyczki w paskach	0,2 ml	płaskie zatyczki	781326	250 szt. pasków probówek + 250 szt. pasków pokrywek
	K-0374	Probówki w paskach 8-stanowiskowych oraz zatyczki w paskach	0,2 ml	wypukłe zatyczki	781327	250 szt. pasków probówek + 250 szt. pasków pokrywek

**Opis**

Probówki w paskach 8-stanowiskowych z oddzielnymi paskami zatyczek. Wykonane z PP. Zarówno probówki jak i pokrywki posiadają na końcu paska niewielki uchwyt, ułatwiający otwieranie i zamykanie.

Opakowanie zawiera 250 szt. 8-stanowiskowych pasków probówek i 250 szt. 8-stanowiskowych pasków zatyczek.

Probówki z płaskimi zatyczkami (nr art. K-0373) nadają się do stosowania w technice Real Time-PCR (qPCR).