



**Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe -
 połączone z zatyczkami w pasku - poj. 0,2 ml**



Probówki do PCR w paskach 8-stanowiskowych ze zintegrowanym paskiem zatyczek, wykonane z PP. Wypukłe zatyczki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0375	Probówki w paskach 8-stanowiskowych ze zintegrowanym paskiem zatyczek	781330	125 szt.

Opis

Probówki w paskach 8-stanowiskowych ze zintegrowanym paskiem zatyczek, wykonane z PP. Wypukłe zatyczki. Do technik PCR.