



Statyw druciany 15-stanowiskowy - na próbki o poj. 15 ml



Solidny druciany statyw na 15 próbek wirówkowych o pojemności 15 ml i średnicy do 19 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	2-6618	Statyw druciany	19 mm	3 x 5	15 miejsc	niebieski

Opis

Statyw druciany pokryty powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odporny chemicznie. Wytrzymały na mrożenie w temperaturze do -40°C. Solidne wykonanie. Idealnie nadaje się do transportu i przenoszenia próbek. Posiada 15 miejsc (3 x 5) na próbki o średnicy do 19 mm (np. typu Falcon). Odpowiedni do stosowania z próbkami stożkowodennymi, okrągłodennymi oraz płaskodennymi. Dodatkowe kratki na spodzie gwarantują bezpieczne ustawienie zwłaszcza próbek stożkowodennych, ale również wszystkich pozostałych. Możliwość autoklawowania.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 12,7 cm x 7,6 cm x 7,6 cm.