

**Tygle porcelanowe glazurowane niskie**



Tygle porcelanowe niskie, glazurowane, zgodne z normą DIN 12 904. Przeznaczone do podgrzewania substancji w wysokich temperaturach. Dostępne w pojemnościach 5-91 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	S-1702	Tygiel porcelanowy niski	5 ml	30 mm	19 mm	1 szt.
	S-1703	Tygiel porcelanowy niski	10 ml	35 mm	22 mm	1 szt.
	S-1704	Tygiel porcelanowy niski	17 ml	40 mm	25 mm	1 szt.
	S-1705	Tygiel porcelanowy niski	21 ml	45 mm	28 mm	1 szt.
	S-1706	Tygiel porcelanowy niski	34 ml	50 mm	32 mm	1 szt.
	S-1707	Tygiel porcelanowy niski	62 ml	60 mm	38 mm	1 szt.
	S-1708	Tygiel porcelanowy niski	91 ml	70 mm	44 mm	1 szt.

**Opis**

**Tygle porcelanowe niskie** to niewielkie naczynia laboratoryjne przeznaczone do podgrzewania substancji w wysokich temperaturach, w tym do procesów prażenia i spalania. **Wykonane są z wysokiej jakości porcelany, ich powierzchnia jest glazurowana**, co zwiększa odporność chemiczną i ułatwia czyszczenie po zakończonej pracy.

Tygle spełniają wymagania normy DIN 12 904. **Dostępne warianty obejmują pojemności 5-91 ml**, średnice 30-70 mm oraz wysokości 19-44 mm, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do zakresu wykonywanych analiz.

Ze względu na swoją trwałość i odporność na wysoką temperaturę, tygle znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne i kontrolowane ogrzewanie niewielkich ilości materiału.

Do tyglic oferujemy również dopasowane [szczypce](#) oraz [pokrywki](#).