



Moździerz porcelanowy z wylewem, tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem o pojemności 50 ml. Wnętrze naczynia jest chropowate, natomiast zewnętrzna powierzchnia moździerza jest glazurowana. Naczynie wyposażono w praktyczny wylew. Tłuczek ma chropowatą powierzchnię, co zapewnia skuteczne miażdżenie, rozdrabnianie, kruszenie oraz mieszanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1522	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	50 ml	80 mm	41 mm

Opis

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem przeznaczony jest do miażdżenia, rozdrabniania, kruszenia oraz mieszania różnego rodzaju substancji. Wnętrze naczynia ma chropowatą powierzchnię, która zwiększa tarcie i ułatwia efektywne rozdrabnianie materiału. Zewnętrzna część moździerza jest glazurowana, co ułatwia czyszczenie i ogranicza wchłanianie zanieczyszczeń. Naczynie **wyposażono także w praktyczny wylew**. W komplecie znajduje się tłuczek z chropowatą powierzchnią roboczą.

Moździerz o pojemności 50 ml ma górną średnicę 80 mm, dolną średnicę 44 mm oraz wysokość 41 mm, natomiast tłuczek ma wymiary 26/90 mm. Zestaw stanowi wygodne i praktyczne narzędzie do codziennych prac w laboratoriach chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych oraz w aptekach.