



Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,1 ml i 0,2 ml

Probówki z pokrywkami Optical Clear Flat Caps. Przeznaczone do RT-PCR. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710970	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml, High Profile	bezbarwny	w worku (120 pasków)
	A-710975	Probówki w paskach SoftStrips 0,1 ml, Low Profile	bezbarwny	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki z pokrywkami Optical Clear Flat Caps. Przeznaczone do RT-PCR. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).