



Zapassowe noże do młynków EGK

ROMMELSBACHER
 ElektroHausgeräte GmbH

Zapassowe noże do młynków analitycznych EGK 200 i EGK 250. Do wyboru noże z dwoma i czterema ostrzami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ
	L-0206	Zapassowy nóż do młynków EGK	2 ostrza
	L-0207	Zapassowy nóż do młynków EGK	4 ostrza

Opis

Zapassowe noże do młynków analitycznych EGK 200 i EGK 250. Wykonane ze stali nierdzewnej.

Dostępne w dwóch wariantach:

- z dwoma ostrzami,
- z czterema ostrzami.