




## Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, High Profile - połączone z indywidualnymi zatyczkami Domed Optical Caps- poj. 0,2 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Domed Optical Caps. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712120	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe, High Profile	bezbarwne	w worku (120 pasków)

### Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Domed Optical Caps. Wolne od DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).