



Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, High Profile - połączone z indywidualnymi zatyczkami Optical Caps - poj. 0,2 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712195	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe, High Profile	bezbarny	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).