




Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami Optical Caps, Low Profile - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Szt./Op. |
|---|----------|--|-----------|----------------------|
|  | A-712190 | Probówki w paskach 0,1 ml, 8-stanowiskowe, Low Profile | bezbarwny | w worku (120 pasków) |

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).