



Moździerz porcelanowy z długim wylewem

Moździerz porcelanowy z długim wylewem. W zestawie z tłuczkiem. Wysokiej jakości produkt niemiecki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.
	B-0270	Moździerz porcelanowy z długim wylewem i tłuczkiem	150 ml	120 x 55 mm

Opis

Moździerz porcelanowy z długim wylewem. W zestawie z tłuczkiem. Wysokiej jakości produkt niemiecki.