



Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Moździerz wykonany jest ze stali nierdzewnej 18/8 i wyposażony w masywny tłuczek. Jego pojemność wynosi 500 ml. Średnica wewnętrzna naczynia to 11 cm, a wysokość 8 cm. Konstrukcja jest trwała, stabilna i łatwa w czyszczeniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	B-1143	Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem			

Opis

Moździerz ze stali nierdzewnej 18/8 to solidne narzędzie przeznaczone do miażdżenia, rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury i środki chemiczne. Stabilność podczas pracy zwiększa pierścień z tworzywa sztucznego umieszczony u podstawy naczynia.

W komplecie znajduje się masywny tłuczek o wadze około 0,25 kg i długości 17,5 cm, zaprojektowany tak, aby skutecznie współpracować z powierzchnią moździerza.

Moździerz ma średnicę wewnętrzną 11 cm, wysokość 8 cm, a jego pojemność wynosi 0,5 l.