



Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, Kombi - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,2 ml

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711680	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	sterylne, bezbarwne	w worku (5 worków po 24 paski)
	A-710980	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	bezbarwny	w worku (120 pasków)
	A-710981	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	czerwone	w worku (120 pasków)
	A-710982	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	niebieskie	w worku (120 pasków)
	A-710983	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	zielone	w worku (120 pasków)
	A-710984	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	żółte	w worku (120 pasków)
	A-710986	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	fioletowe	w worku (120 pasków)
	A-710988	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	różnokolorowe	w worku (5 worków po 24 paski)

Opis

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).