


















## Butelki laboratoryjne Duran Protect - o poj. 10 ml - 20 l



Butelki ze szkła DURAN pokryte ochronną powłoką z tworzywa sztucznego (PU), która chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stłuczenia butelki, minimalizuje utratę cieczy, nie dopuszczając do rozprysnięcia się szkła. Spełniają normę ISO 4796-1. Z możliwością zamrażania w min. -30°C. Autoklawowalne. Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr.zew.	Wysokość
	G-2551	Butelka laboratoryjna Duran® protect	10 ml	GL25	36 mm	50 mm
	G-2552	Butelka laboratoryjna Duran® protect	25 ml	GL25	36 mm	70 mm
	G-2553	Butelka laboratoryjna Duran® protect	50 ml	GL32	46 mm	87 mm
	G-2554	Butelka laboratoryjna Duran® protect	100 ml	GL45	56 mm	100 mm
	G-2555	Butelka laboratoryjna Duran® protect	150 ml	GL45	62 mm	110 mm
	G-2556	Butelka laboratoryjna Duran® protect	250 ml	GL45	70 mm	138 mm
	G-2557	Butelka laboratoryjna Duran® protect	500 ml	GL45	86 mm	176 mm
	G-2558	Butelka laboratoryjna Duran® protect	750 ml	GL45	95 mm	203 mm
	G-2559	Butelka laboratoryjna Duran® protect	1000 ml	GL45	101 mm	225 mm
	G-2560	Butelka laboratoryjna Duran® protect	2000 ml	GL45	136 mm	260 mm
	G-2561	Butelka laboratoryjna Duran® protect	3500 ml	GL45	160 mm	295 mm
	G-2562	Butelka laboratoryjna Duran® protect	5000 ml	GL45	182 mm	330 mm
	G-2563	Butelka laboratoryjna Duran® protect	10000 ml	GL45	228 mm	410 mm
	G-2564	Butelka laboratoryjna Duran® protect	15000 ml	GL45	268 mm	445 mm
	G-2565	Butelka laboratoryjna Duran® protect	20000 ml	GL45	289 mm	505 mm

## Opis

Butelki wykonane ze szkła DURAN, pokryte dodatkową **powłoką polimerową (PU)**. Powłoka chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi lub odpryskami. W przypadku stłuczenia butelki, minimalizuje utratę cieczy, nie dopuszczając do rozprysnięcia się szkła. Butelki Duran Protect spełniają normę ISO 4796-1. Odporne na działanie promieniowania mikrofalowego. Autoklawowalne do **+135°C**. Z możliwością zamrażania w temperaturze **-30°C**. Butelki DURAN Protect dostępne są w wielu pojemnościach: od 10 ml do aż 20 litrów. Modele o najmniejszych pojemnościach – 10 i 25 ml mają specjalnie wykończony brzeg, umożliwiając wygodne wylanie cieczy bez konieczności używania pierścienia wylewowego. Butelki laboratoryjne Duran Protect doskonale sprawdzą się do przechowywania niebezpiecznych lub cennych próbek.

**Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych.** Gama zakrętek do butelek z gwintem DURAN obejmuje: [kolorowe zakrętki z PP](#), wytrzymałe zakrętki Duran wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), [zakrętki z membraną](#), skierowane do przemysłu farmaceutycznego [zakrętki Duran Premium](#) oraz [zakrętki z pierścieniem plombującym](#).