



Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#). Probówki o Nr-Art. A-712050 oraz A-712060 są wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712050	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „Low Profile”	bezbardwy	w worku (120 pasków)
	A-712059	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „Low Profile”	sterylne, bezbarwne	w worku (120 pasków)
	A-712060	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „Low Profile”	biały	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#). Probówki o Nr-Art. A-712050 oraz A-712060 są wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).