



Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,2 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile. Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#). Probówki o Nr-Art. A-712070 oraz A-712080 są wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	A-712080	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile”	biały	niesterylne	worek	120 pasków po 8 probówek
	A-712079	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile”	bezbarwne	sterylne	worek	120 pasków po 8 probówek
	A-712070	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile”	bezbarwne	niesterylne	worek	120 pasków po 8 probówek
	A-712090	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile”	bezbarwne zmatowione	niesterylne	worek	120 pasków po 8 probówek

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile. Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#). Probówki o Nr-Art. A-712070 oraz A-712080 są wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).