



Probówki do PCR w paskach - 12-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 12-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR i LC480. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712181	Probówki w paskach, 12-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne	biały	w worku (80 pasków)
	A-712180	Probówki w paskach, 12-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne	bezbarwny	w worku (80 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 12-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR i LC480. Wolne od DNaz i RNaz.

Pasujące pokrywki: [A-712171](#).

Opakowanie: w worku (80 pasków 12-stanowiskowych)