



Nożyczki mikroskopowe

Nożyczki wykonane ze stali szlachetnej wysokiej jakości. Posiadają bardzo cienkie końcówki, proste lub wygięte ku górze. Doskonałe do najbardziej precyzyjnych prac.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Kształt
	2-1040	Nożyczki mikroskopowe	110 mm	proste
	2-1041	Nożyczki mikroskopowe	110 mm	wygięte ku górze

Opis

Nożyczki wykonane ze stali szlachetnej wysokiej jakości. Posiadają bardzo cienkie końcówki, proste lub wygięte ku górze. Doskonałe do najbardziej precyzyjnych prac.

Materiał: stal nierdzewna.

Długość: 110 mm.

Końcówki: szpiczaste.