

Ostrza do skalpela

Wykonane ze stali węglowej. Sterylne. Pakowane indywidualnie. Sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zawiera 100 sztuk.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
—	B-3564	Ostrza do skalpela - typ 23	100 szt.

Opis

Wykonane ze stali węglowej. Sterylne. Pakowane indywidualnie. Sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zawiera 100 sztuk.