


Nóż laboratoryjny

Prosty, ostry nóż z nierdzewnym ostrzem i wygodną rękojeścią z tworzywa sztucznego.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-7052	Nóż laboratoryjny z prostym, nierdzewnym ostrzem i rękojeścią z tworzywa sztucznego

Opis

Prosty, ostry nóż z nierdzewnym ostrzem i wygodną rękojeścią z tworzywa sztucznego.

Długość całkowita: 180 mm.

Szerokość ostrza: 16 mm.

Długość ostrza: 80 mm.

Grubość ostrza: 0,2 mm (krawędź tnąca jest cieńsza).