



## Zlewki laboratoryjne - niskie

Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1211	Zlewka niska	50 ml	42 mm	60 mm
	S-1212	Zlewka niska	100 ml	50 mm	70 mm
	S-1213	Zlewka niska	150 ml	60 mm	80 mm
	S-1214	Zlewka niska	200 ml	65 mm	88 mm
	S-1215	Zlewka niska	250 ml	70 mm	95 mm
	S-1216	Zlewka niska	300 ml	75 mm	102 mm
	S-1217	Zlewka niska	400 ml	80 mm	110 mm
	S-1218	Zlewka niska	500 ml	85 mm	120 mm
	S-1219	Zlewka niska	600 ml	90 mm	125 mm
	S-1220	Zlewka niska	800 ml	100 mm	135 mm
	S-1221	Zlewka niska	1000 ml	106 mm	145 mm
	S-1222	Zlewka niska	2000 ml	130 mm	185 mm
	S-1223	Zlewka niska	3000 ml	150 mm	210 mm
	S-1644	Zlewka niska	5000 ml	170 mm	270 mm

### Opis

Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego.