



## Zlewki laboratoryjne - niskie - Isolab

Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodna z normami ISO 3819 i DIN 12331. Wiele wariantów pojemności od 25 ml do 10 litrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1110	Zlewka niska	25 ml	34 mm	50 mm
	S-1111	Zlewka niska	50 ml	42 mm	60 mm
	S-1112	Zlewka niska	100 ml	50 mm	70 mm
	S-1113	Zlewka niska	150 ml	60 mm	80 mm
	S-1114	Zlewka niska	250 ml	70 mm	95 mm
	S-1115	Zlewka niska	400 ml	80 mm	110 mm
	S-1116	Zlewka niska	600 ml	90 mm	125 mm
	S-1117	Zlewka niska	800 ml	100 mm	135 mm
	S-1118	Zlewka niska	1000 ml	105 mm	145 mm
	S-1119	Zlewka niska	2000 ml	130 mm	185 mm
	S-1120	Zlewka niska	5000 ml	170 mm	270 mm
	S-1121	Zlewka niska	10000 ml	228 mm	325 mm

### Opis

Naczynie z wylewem wykonane z żaroodpornego szkła borokrzemowego 3.3 zgodnie z normami ISO 3819 i DIN 12331. Niska forma zlewki pozwala zwiększyć jej stabilność oraz powierzchnię parowania. Grube ścianki, solidna podstawa i wzmocnionym brzeg zapobiegają łatwemu stłuczeniu. Pojemność, skala, pole opisowe oraz dodatkowe informacje znajdujące się na ścianie zlewki wykonano z odpornej chemicznie, białej emalii. Oferowane pojemności zlewek są zróżnicowane od 25 ml do 10 litrów.

Mogą być stosowane w laboratorium do wielu celów. Służą do przygotowywania roztworów, prowadzenia prostych reakcji i testów lub służyć do zbierania zużytych odczynników.