



## Uchwyty do pipet Transferpette<sup>®</sup> S



Uchwyty do pipet Transferpette<sup>®</sup> S. Do wyboru dwa modele, do zamocowania na półce lub na ścianie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                   | Nr producenta |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|
|           | K-2171  | Uchwyt półkowy na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> S | 704811        |
|           | K-2172  | Uchwyt ścienny na 1 pipetę Transferpette <sup>®</sup> S | 704812        |

### Opis

Uchwyty do pipet Transferpette<sup>®</sup> S przeznaczone do zamocowania na ścianie, albo model alternatywny, do zamocowania na półce laboratoryjnej. Przeznaczone na 1 pipetę.