



Probówki z podziałką o pojemności 5 ml



Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Z możliwością autoklawowania w temp. 120°C przez 15 min. Mogą być wirowane do **14.000 obr./min.** oraz zamrażane do -90°C. Z polem na opis i pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-4730	Probówki z podziałką, stożkowe	5 ml	250 szt.
	7-4731	Probówki z podziałką, stożkowe, samostojące	5 ml	250 szt.
	7-4733	Czarne probówki z PP - ze skalą i polem do opisu	5 ml	250 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Z możliwością autoklawowania w temp. 120°C przez 15 min. Mogą być wirowane do **14.000 obr./min.** oraz zamrażane do -90°C. Z polem na opis i pokrywką.

Wymiary: 57 x średnica 15 mm.