



Noże ceramiczne

Nóż z ostrzem wykonanym z ceramiki technicznej. Twardy i odporny na ścieranie. Rękojeść z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nadaje się do mycia w zmywarce. Nierdzewny i antymagnetyczny

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. ostrza
	1-6745	Nóż ceramiczny	95 mm
	1-6746	Nóż ceramiczny	130 mm

Opis

Nóż z ostrzem wykonanym z ceramiki technicznej. Twardy i odporny na ścieranie. Rękojeść z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nadaje się do mycia w zmywarce. Nierdzewny i antymagnetyczny