



Oryginalny szwajcarski



Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony

Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



2-7140

Szwajcarski szwajcarski, model Schlüsselbund



2-7141

Szwajcarski szwajcarski, model Victorinox, duży

Opis

Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony

Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.