



Probówki z PP - 5 i 10 ml

Wolnostojące, zakręcane probówki ze stożkowym dnem. Wykonane z PP, z nadrukowaną białą skalą. Specjalnie zaprojektowana nakrętka umożliwia łatwe i szybkie otwieranie i zamykanie probówki. Idealne do przechowywania i transportowania. Dostępne w dwóch pojemnościach. Niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	L-0230	Probówki z PP - wolnostojące, stożkowodenne	5 ml	16 x 60 mm	100 szt.
	L-0231	Probówki z PP - wolnostojące, stożkowodenne	10 ml	16 x 80 mm	100 szt.

Opis

Wolnostojące, zakręcane probówki ze stożkowym dnem. Wykonane z PP, z nadrukowaną białą skalą. Specjalnie zaprojektowana nakrętka umożliwia łatwe i szybkie otwieranie i zamykanie probówki. Idealne do przechowywania i transportowania. Dostępne w dwóch pojemnościach. Niesterylne.