



Probówki okrągłodenne o pojemności 3 ml



Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 3 ml. Z podziałką lub bez.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Szt./Op.
	B-2283	Probówki o poj. 3 ml, bez podziałki i kołnierza (2)	PP	12 x 55 mm	1000 szt.
	B-2285	Probówki o poj. 3 ml z podziałką bez kołnierza (4)	PS	12 x 55 mm	1000 szt.
	B-2287	Probówki z podziałką: 0.5, 1, 2 i 3 ml, z kołnierzem, z korkiem, sterylne R (6)	PS	12 x 56 mm	200 szt.
	B-2288	Probówki bez kołnierza, z podziałką, etykietą i korkiem, poj. 3 ml, sterylne (5)	PS	12 x 55 mm	1000 szt.

Opis

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, okrągłodenne o poj. 3 ml. Z podziałką lub bez.