



Zlewki szklane Rasotherm[®] z wylewem - wysokie



Zlewki Rasotherm[®] wysokie. Z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Znakomita odporność na wysokie temperatury i chemikalia. Skalowane. Odpowiadają najwyższym standardom jakości. Spełniają normy DIN 12331 oraz ISO 3819. Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	1-0163	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	25 ml	30 mm	55 mm	10 szt.
	1-0164	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	50 ml	38 mm	70 mm	10 szt.
	1-0165	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	100 ml	48 mm	80 mm	10 szt.
	1-0166	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	150 ml	54 mm	95 mm	10 szt.
	1-0167	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	250 ml	60 mm	120 mm	10 szt.
	1-0168	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	400 ml	70 mm	130 mm	10 szt.
	1-0169	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	600 ml	80 mm	150 mm	10 szt.
	1-0170	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	800 ml	90 mm	175 mm	10 szt.
	1-0171	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	1000 ml	95 mm	180 mm	10 szt.
	1-0172	Zlewki szklane Rasotherm [®] z wylewem - wysokie	2000 ml	120 mm	240 mm	10 szt.
	1-0173	Zlewka szklana Rasotherm [®] z wylewem - wysoka	3000 ml	135 mm	280 mm	1 szt.

Opis

Zlewki Rasotherm[®] wysokie. Z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Znakomita odporność na wysokie temperatury i chemikalia. Z podziałką. Odpowiadają najwyższym standardom jakości. Spełniają normy DIN 12331 oraz ISO 3819. Ze wzmocnionym brzegiem. Nadają się do wielu zastosowań w laboratorium. Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.