



Zlewki laboratoryjne ze szkła Duran - wysokie - Schott



Zlewki DURAN® wysokie. Z podziałką i wylewem. Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819.
 Zlewki posiadają nadrukowany numer serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. x Szer.	Pojemność
	D-1415	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	70 x 38 mm	50 ml
	D-1416	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	80 x 48 mm	100 ml
	D-1417	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	95 x 54 mm	150 ml
	D-1418	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	120 x 60 mm	250 ml
	D-1419	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	130 x 70 mm	400 ml
	D-1420	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	150 x 80 mm	600 ml
	D-1421	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	175 x 90 mm	800 ml
	D-1422	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	180 x 95 mm	1000 ml
	D-1423	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	240 x 120 mm	2000 ml
	D-1424	Zlewka ze szkła Duran - wysoka	280 x 135 mm	3000 ml

Opis

Zlewki DURAN® wysokie. Z podziałką i wylewem. Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819.
 Zlewki posiadają nadrukowany numer serii.