



## Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z zakrętką - o poj. 10 ml - 20 l



Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                    | Pojemność | Śr. x wys.   | Gwint | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------|
|           | D-1496  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 10 ml    |           | 36 x 50 mm   | GL25  | 1 szt.   |
|           | D-1458  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 25 ml    |           | 36 x 74 mm   | GL25  | 1 szt.   |
|           | D-1459  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 50 ml    |           | 46 x 91 mm   | GL32  | 1 szt.   |
|           | D-1460  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 100 ml   |           | 56 x 105 mm  | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1497  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 150 ml   |           | 62 x 115 mm  | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1461  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 250 ml   |           | 70 x 143 mm  | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1462  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 500 ml   |           | 86 x 181 mm  | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1498  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 750 ml   |           | 95 x 203 mm  | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1463  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 1000 ml  |           | 101 x 230 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1464  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 2000 ml  |           | 136 x 267 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1499  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 3500 ml  |           | 160 x 295 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1465  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 5000 ml  |           | 183 x 335 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1500  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 10000 ml |           | 227 x 415 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1501  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 15000 ml |           | 268 x 450 mm | GL45  | 1 szt.   |
|           | D-1502  | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 20000 ml |           | 288 x 510 mm | GL45  | 1 szt.   |

## Opis

Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym (dla gwintów GL 32 i GL 45). W przypadku butelek z gwintem GL 25 tylko zakrętką (specjalnie wyprofilowany wylew nie wymaga stosowania pierścieni).

Wyśrubowane normy produkcji zgodnie z ISO 4796-1 powodują, że butelki firmy Duran posiadają równomierne, grube ścianki. Każda butelka posiada naniesiony ośmiocyfrowy kod tzw. Retrace Code, czyli numer pozwalający ustalić dokładną partię produkcji oraz otrzymać od producenta certyfikat jakości i certyfikat serii. Jest to szczególnie ważna informacja w przemyśle medycznym, czy farmaceutycznym.

Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -30°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości.