



Pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer[®] plus, jednokanałowe, regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Jednokanałowe pipety Eppendorf Xplorer[®] plus oferują zaawansowane możliwości pracy z cieczami, łącząc wysoką precyzję, powtarzalność oraz intuicyjną obsługę. W porównaniu z serią Eppendorf Xplorer[®] zostały rozszerzone o dodatkowe aplikacje, możliwość indywidualnych ustawień, zapamiętywanie stałych objętości, indywidualne programowanie oraz funkcję historii. Umożliwiają dokładne ustawianie objętości i prędkości pipetowania, co pozwala dopasować pracę urządzenia do konkretnej aplikacji. Czytelny, kolorowy wyświetlacz, intuicyjne przyciski oraz obrotowy selektor zapewniają prostą i szybką obsługę zgodną z koncepcją Eppendorf PhysioCare Concept.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-7201	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,5-10 µl	szary	4861 000.708
	K-7202	Pipeta Xplorer [®] Plus	1-20 µl	jasnoszary	4861 000.710
	K-7203	Pipeta Xplorer [®] Plus	5-100 µl	żółty	4861 000.716
	K-7204	Pipeta Xplorer [®] Plus	10-200 µl	żółty	4861 000.720
	K-7205	Pipeta Xplorer [®] Plus	15-300 µl	pomarańczowy	4861 000.724
	K-7206	Pipeta Xplorer [®] Plus	50-1000 µl	niebieski	4861 000.732
	K-7207	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,1-2,5 ml	czerwony	4861 000.736
	K-7208	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,2-5 ml	fioletowy	4861 000.740
	K-7209	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,5-10 ml	turkusowy	4861 000.759

Opis

Pipety Eppendorf Xplorer plus to jednokanałowe pipety elektroniczne przeznaczone do najbardziej zaawansowanych zastosowań we współczesnym laboratorium. W porównaniu z serią [Eppendorf Xplorer](#) zostały rozszerzone o dodatkowe aplikacje, możliwość indywidualnych ustawień, zapamiętywanie stałych objętości, indywidualne programowanie oraz funkcję historii.

Ergonomia i komfort pracy

Pipety zostały zaprojektowane zgodnie z koncepcją **Eppendorf PhysioCare Concept**, dlatego wyróżniają się bardzo dobrym wyważeniem oraz stabilnym podparciem dla dłoni. Sprężynujący stożek, w który wyposażone są wszystkie pipety do

pojemności 1 ml, minimalizuje siły przylegania końcówek, zapewnia ich pewne mocowanie oraz wysoką powtarzalność otrzymywanych wyników. Pipetę Eppendorf Xplorer® plus obsługuje się prosto i intuicyjnie za pomocą **przełącznika wielofunkcyjnego**, którego rozmiar pasuje do każdej dłoni. **Obrotowy selektor** pozwala szybko wybrać odpowiednią funkcję z menu.

Wyświetlacz, akumulator i dekontaminacja

Pipety Eppendorf Xplorer® plus posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz, a kątowy uchwyt zapewnia optymalną widoczność w każdym położeniu. **Pojemny akumulator umożliwia nawet do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania.** Dolną część pipety można w prosty sposób zdemontować i wysterylizować, aby zapewnić odpowiednią dekontaminację.

Funkcje i możliwości pipet Xplorer® plus

Wyróżniają się indywidualnym programowaniem, ustawianiem stałych objętości, zabezpieczeniem hasłem, przełącznikiem włącz/wyłącz, dodatkowymi aplikacjami oraz ostrzeżeniem o terminie serwisu.

Dostępne funkcje pipet tej serii obejmują: autodozowanie (**Ads**), dozowanie (**Dis**), pipetowanie (**Pip**), pipetowanie i mieszanie (**P/M**), pipetowanie manualne (**Man**), multipobieranie (**SPC**), rozcieńczanie (**Spc**), pipetowanie sekwencyjne (**Spc**), dozowanie sekwencyjne (**Spc**), pipetowanie odwrotne (**Spc**), programowanie (**Prg**) oraz stałą objętość (**Fix**).

Kod barwny końcówek i pipet Eppendorf

Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone **kodem barwnym**, co pozwala w prosty i intuicyjny sposób dobrać kompatybilne końcówki do pipety o określonym zakresie pojemności. Użytkownik może szybko zidentyfikować konkretny model pipety na podstawie przypisanego koloru.

Szczegółowy zakres dostawy określony jest w tabeli **danych technicznych**.